



**Bilder zur Montageanleitung /**  
pictures to assembly  
instructions

 **BAUERFEIND AG**  
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-40 00  
F +49 (0) 36628 66-44 99  
E info@bauerfeind.com  
**BAUERFEIND.COM**





## SecuTec® Genu

Montageanleitung  
Assembly instructions  
Instructions de montage  
Instrucciones de montaje

 **MADE  
IN  
GERMANY**

**Bilder Lieferumfang /**  
pictures to scope  
of delivery





de deutsch.....2	pl polski.....10	ee eesti.....19
en english.....3	cs český.....11	lv latviešu.....19
fr français.....3	sk slovenský.....12	li lietuviai.....20
nl nederlandse.....4	hu magyar.....13	uk українська.....21
it italiano.....5	hr hrvatski.....13	he עברית.....22
es español.....6	sr srpski.....14	ja 日本語.....23
pt português.....7	sl slovenski.....15	ko 한국어.....24
sv svenska.....7	ro romanian.....16	ar عربي.....25
no norsk.....8	el ελληνικά.....16	zh 简体中文.....26
fi suomi.....9	tr türkçe.....17	
da dansk.....10	ru русский.....18	

de deutsch

Diese Gebrauchsanweisung ist auch als Download verfügbar unter: [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – Montageanleitung

### Bauteile Rahmen

- A – 1 Oberschenkelrahmen
- B – 1 Unterschenkelrahmen
- C – 6 Gurte, nach Länge sortiert
- D – 6 Polster, nach Größe sortiert
- E – 4 Schnellverschlüsse
- F – 2 Tibiakantenpolster

### Bauteile Gelenk

- G – 2 Limitierungskeile Extension 0°
- H – 2 Rahmen à 12 Limitierungskeile
- I – 4 Kondylenpolster
- J – 2 Gelenkplatten innen vormontiert (mit Gleitscheibe)
- K – 2 Gleitscheiben (schwarz) außen
- L – 4 Schrauben (Torx 20, M 4 × 8)
- M – 2 Gelenkplatten außen
- N – 2 Gelenkabdeckungen außen inkl. Drehverschluss

### Erforderliches Werkzeug

Schraubendreher Torx 20

Durchschnittliche Montagezeit ca. 5 min

### Rüklieferbedingungen

Montierte Orthesen können nicht zur Gutschrift zurückgesandt werden.

### Kombinationsmöglichkeiten

Der Unterschied vom Ober- zum Unterschenkelrahmen darf maximal zwei Größen betragen.

Größe (prox. bzw. distale Schelle)	1	2	3	4	5	6	7
Größe (distale bzw. prox. Schelle)	1,2, 3	1,2, 3,4	1,2, 3,4, 5	2,3, 4,5, 6	3,4, 5,6	4,5, 6	5,6, 7

Bei einer Abweichung von den empfohlenen Größenkombinationen erlischt die Produkthaftung.

### Montage der Gelenke

Achten Sie bei jedem Montageschritt auf die Leichtgängigkeit des Gelenkes. Sprühen Sie ggf. die Gelenkflächen mit Teflonspray ein.

- 1 Fügen Sie den Oberschenkel- (A) und Unterschenkelrahmen (B) in gestreckter Position zusammen, so dass der erste Gelenkzahn in die erste Gelenknut der Gegenseite fasst. Verbinden Sie diese von innen mit der **Gelenkplatte innen vormontiert** (J), auf der die **Gleitscheibe innen** bereits montiert ist.
  - 2 Legen Sie von der Außenseite die **Gleitscheibe außen** (K) mit der Falz zum Rahmen gerichtet auf das Gelenk.
  - 3 Legen Sie die **Gelenkplatte außen** (M) außen auf die **Gleitscheibe außen** (K), so dass die Beschriftung **Extension** kniescheibenseitig und **Flexion** kniekehhlenseitig sichtbar ist.
  - 4 Verbinden Sie die zusammengelegten Bauelemente mit den zwei **Schrauben** (L) Torx 20. Ziehen Sie die Schrauben handfest an (3 Nm). Verfahren Sie ebenso (Schritt 1–4) mit dem Gelenk der Gegenseite.
  - 5 Wählen Sie bei Bedarf aus dem **Limitierungsset** (H) oder den einzeln beigelegten **Limitierungskeilen** (G) die gewünschten Flexions- und Extensionskeile und positionieren Sie diese in das Gelenk (Keil mit Bezeichnung »E« zu **Extension**, »F« zu **Flexion**).
  - 6 Klicken Sie die Gelenkabdeckung (N) im geöffneten Zustand (Pfeil zeigt auf geöffnetes Schloss) von außen auf das Gelenk und fixieren Sie diese, indem Sie den Drehverschluss durch eine Vierteldrehung auf das Symbol mit dem geschlossenen Schloss stellen.
- Achten Sie darauf, dass die Limitierungskeile im Gelenkdeckel eingeklickt sind und zusammen eine ebene Oberfläche bilden. Führen Sie die Montageschritte 5–6 ebenso am Gelenk der Gegenseite aus.

### Montage der Gurte

- 7 Legen Sie die Gurte der Länge nach vor sich hin. Die Reihenfolge der Gurte (siehe Foto) entspricht der späteren Lage an der Orthese (längster Gurt oben, kürzester unten). Sortieren Sie auch die Polster der Größe nach zu den Gurten. Drehen Sie die Orthese so, dass die Rückseite (Beugeseite) zu Ihnen zeigt.
- 8 Beginnen Sie mit dem längsten **Gurt** (C1). Fädeln Sie diesen Gurt von außen durch die oberste Rahmenöffnung (Schlitz) am Oberschenkelrahmen nach innen und kletten Sie ihn fest.
- 9 Wiederholen Sie bei den nächsten drei Gurten das Einfädeln der Reihe nach in die lateralen Schlitze des Ober- / Unterschenkelrahmens (Reihenfolge siehe Bild 7–12).
- 10 Fädeln Sie nun an den freiliegenden Enden der vier dorsalen Gurte die **Schnellverschlüsse** (E) lateral ein.

### Montage der Polster

- 11 Kletten Sie die **Polster** (D) der Größe nach von proximal nach distal an die Innenseite der Gurte. Die Polster mit der kurzen Längsseite zum Gelenk positionieren. Die gelenkfernen Polster am Unterschenkel mit der langen Längsseite zum Gelenk positionieren. Das verbleibende kleine Polster fixieren Sie am Gurt der ventralen Seite des Unterschenkelrahmens. Das zusätzliche sechste große Polster fixieren Sie an den Gurt der ventralen Seite des Oberschenkelrahmens.
- 12 Wählen Sie die Dicke der Kondylenpolster (I) und kletten Sie diese an den Gelenkinnenseiten fest.

### Montage des Tibiakantenpolsters (optional)

- 13 Kleben Sie das **Tibiakantenpolster** (F) medial und / oder lateral von der Tibiakante in den Unterschenkelrahmen ein, so dass die Tibiakante entlastet wird. Ggf. kann das zweite Polster zusätzlich eingeklebt werden.

Stand der Information: 2019-02

### AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.  
Hainburger Straße 33  
1030 Wien  
P +43 (0) 800 4430-130  
F +43 (0) 800 4430-131  
E info@bauerfeind.at

### BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.  
Waarderveldweg 1  
2031 BK Haarlem

### THE NETHERLANDS

P +31 (0) 23 531-9427  
F +31 (0) 23 532-1970  
E info@bauerfeind.nl

### BELGIUM

P +32 (0) 2 527-4060  
F +32 (0) 2 792-5345  
E info@bauerfeind.be

### BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.  
Meše Selmovića 19  
71000 Sarajevo  
P +387 (0) 33 710-100  
F +387 (0) 33 619-422  
E info@bauerfeind.ba

### CROATIA

Bauerfeind d.o.o.  
Goleška 20  
10020 Zagreb  
P +385 (0) 1 6542-855  
F +385 (0) 1 6542-860  
E info@bauerfeind.hr

### FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.  
B.P. 59258  
95957 Roissy CDG Cedex  
P +33 (0) 1 4863-2896  
F +33 (0) 1 4863-2963  
E info@bauerfeind.fr

### ITALY

Bauerfeind AG  
Filiale Italiana  
Piazza Don Enrico Mapelli 75  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
P +39 02 8977 6310  
F +39 02 8977 5900  
E info@bauerfeind.it

### NORDIC

Bauerfeind Nordic AB  
Storgatan 14  
114 55 Stockholm  
P +46 (0) 774 100 020  
E info@bauerfeind.se

### REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Doool Skopje  
50 Divizija 24 a  
1000 Skopje  
P +389 (0) 2 3179-002  
F +389 (0) 2 3179-004  
E info@bauerfeind.mk

### SERBIA

Bauerfeind d.o.o.  
102 Omladinskih brigada  
11070 Novi Beograd  
P +381 (0) 11 2287-050  
F +381 (0) 11 2287-052  
E info@bauerfeind.rs

### SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.  
Blk 41 Cambridge Road #01-21  
Singapore 210041  
P +65 6396-3497  
F +65 6295-5062  
E info@bauerfeind.com.sg

### SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.  
Dolenjska cesta 242 b  
1000 Ljubljana  
P +386 (0) 1 4272-941  
F +386 (0) 1 4272-951  
E info@bauerfeind.si

### SPAIN

Bauerfeind Ibérica S.A.  
Ronda Narciso Monturiol,  
nº 4 Oficina 213 A,  
Parque Tecnológico  
46980 Paterna (Valencia)  
P +34 96 385-6633  
F +34 96 385-6699  
E info@bauerfeind.es

### SWITZERLAND

Bauerfeind AG  
Vorderi Böde 5  
5452 Oberrohrdorf  
P +41 (0) 56 485-8242  
F +41 (0) 56 485-8259  
E info@bauerfeind.ch

### UNITED ARAB EMIRATES






Bauerfeind Middle East FZ LLC  
Dubai Healthcare City  
Building 40, Office 510  
Dubai  
P +971 4 4335-684  
F +971 4 4370-344  
E info@bauerfeind.ae

### UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK  
85 Tottenham Court Road  
London  
W1T 4TQ  
P +44 (0) 121 446-5353  
F +44 (0) 121 446-5454  
E info@bauerfeind.co.uk

### USA

Bauerfeind USA, Inc.  
1230 Peachtree St NE  
Suite 1000  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7800  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com



These instructions for use can also be downloaded from:  
[www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – Assembly instructions

### Frame components

- A – 1 thigh frame
- B – 1 lower leg frame
- C – 6 straps, sorted by length
- D – 6 cushions, sorted by size
- E – 4 quick-fit fasteners
- F – 2 tibial edge cushions

### Hinge components

- G – 2 limiting wedges, extension 0°
- H – 2 frames, each with 12 limiting wedges
- I – 4 condylar cushions
- J – 2 inner hinge plates, preassembled
- K – 2 outer sliding disks (black)
- L – 4 screws (Torx 20, M 4 × 8)
- M – 2 outer hinge plates
- N – 2 outer hinge covers with screw fastening

### Tool required

Torx 20 screwdriver

**Average assembly time** approx. 5 mins

### Conditions of return

Assembled orthoses may not be returned for credit.

### Possible combinations

The thigh and lower leg frame may differ by a maximum of two sizes.

Size (prox. or distal frame)	1	2	3	4	5	6	7
Size (distal or prox. frame)	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	4, 5, 6	5, 6, 7

No product liability will be accepted in the event of failure to comply with the recommended size combination instructions.

### Assembly of the hinges

At each stage of the assembly, ensure that the hinge can move smoothly. If necessary, spray the surfaces of the hinges with Teflon spray.

- 1 Join the thigh frame (A) and lower leg frame (B) together in the extended position, so that the first hinge tooth engages into the first hinge groove on the other side. From the inside, connect this to the **preassembled inner hinge plate (J)** on which the **inner sliding disk** has already been mounted.
- 2 From the outside, position the **outer sliding disk (K)** on the hinge with the notch facing the frame.
- 3 Place the **outer hinge plate (M)** on the outside of the **outer sliding disk (K)** so that the label **Extension** is on the kneecap side and **Flexion** is in the hollow of the knee.
- 4 Fasten the assembled construction elements together using the two Torx 20 **screws (L)**. Tighten the screws hand-tight (3 Nm). Now follow the same procedure (steps 1 to 4) for the hinge on the other side.
- 5 Select the desired flexion and extension wedges from the **frame (H)** or the individually enclosed **limiting wedges (G)** and position them in the hinge (wedge with the label "E" toward **Extension** and "F" toward **Flexion**).
- 6 Click the hinge cover (N) in its open configuration (arrow points to opened lock) onto the hinge from the outside and fix it by rotating the screw fastening through a quarter turn until it points to the symbol with the closed lock.

Now repeat assembly steps 5 and 6 for the hinge on the other side.

### Fitting the straps

- 7 Place the straps lengthwise in front of you. The order of the straps (see photo) reflects their subsequent positions on the orthosis (longest strap at the top, shortest at the bottom). Sort the cushions for the straps in order of size too.
- Turn the orthosis so that the back of it (flexion side) is facing you.
- 8 Start with the longest **strap (C1)**. Thread this strap through the uppermost frame opening (slot) on the thigh frame from the outside to the inside and secure it in place with the Velcro.
  - 9 Repeat this process for the next three straps in turn, threading them into the lateral slots on the thigh / lower leg frame.
  - 10 Now thread the **quick-fit fasteners (E)** onto the exposed ends of the four belts that have just been attached.

### Fitting the cushions

- 11 Secure the **cushions (D)** to the insides of the straps in order of size from proximal to distal. Position the cushions with the shorter long side toward the hinge. Position the cushions which are away from the hinge on the lower leg with the longer long side toward the hinge. Attach the remaining small cushion to the strap on the ventral side of the lower leg frame. Fasten the additional sixth large cushion to the strap on the ventral side of the thigh frame.
- 12 Select the thickness of the condylar cushions (I) and secure them to the insides of the hinge with the Velcro.

### Fitting the tibial edge cushion (optional)

- 13 Affix the **tibial edge cushion (F)** medially or laterally from the tibial edge in the lower leg frame to relieve the tibial edge. The second cushion may also be affixed if desired.

Version: 2019-02

Cette notice d'utilisation peut également être téléchargée sur :  
[www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu : instructions de montage

### Composants du cadre

- A – 1 cadre de cuisse
- B – 1 cadre de mollet
- C – 6 sangles, triées par longueur
- D – 6 coussinets, triés par taille
- E – 4 dispositifs de fermeture rapides
- F – 2 coussinets pour l'arête du tibia

### Composants de l'articulation

- G – 2 cales de limitation Extension 0°
- H – 2 cadres avec 12 cales de limitation
- I – 4 coussinets condyliens
- J – 2 plaques articulées intérieures pré-montées
- K – 2 disques de glissement (noirs) extérieurs
- L – 4 vis (Torx 20, M 4 × 8)
- M – 2 plaques articulées extérieures
- N – 2 recouvrements d'articulation extérieurs avec dispositif de fermeture rotatif

### Outils requis

Tournevis Torx 20

**Durée de montage moyenne** 5 min env.

### Conditions de retour

Les orthèses montées ne peuvent pas être retournées contre avoir.

### Combinaisons possibles

La différence entre le cadre de la cuisse et de la jambe ne doit pas dépasser 2 tailles.



## Montaggio delle imbottiture

**1** Fissare con il velcro le **imbottiture** (D) al lato interno delle cinghie in direzione da prossimale a distale. Posizionare l'imbottitura con il lato longitudinale corto rivolto verso lo snodo. Posizionare l'imbottitura lontana dallo snodo sulla parte inferiore della gamba, con il lato longitudinale lungo rivolto verso lo snodo. Fissare la piccola imbottitura restante alla cinghia sul lato ventrale del telaio della parte inferiore della gamba. Fissare l'imbottitura 6 aggiuntiva alla cinghia sul lato ventrale del telaio della coscia.

**12** Scegliere lo spessore dei cuscinetti condiloidei (I) e fissarli sullo snodo del lato interno dello snodo.

## Montaggio dell'imbottitura per il margine tibiale (opzionale)

**13** Incollare l'**imbottitura per il margine tibiale** (F) in posizione mediale o laterale del margine tibiale sul telaio della parte inferiore della gamba, in modo da ottenere uno scarico del margine tibiale stesso. Eventualmente è possibile incollare anche la seconda imbottitura.

Informazioni aggiornate al: 2019-02

es español

Estas instrucciones de uso también están disponibles para descargar desde la dirección: [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – Instrucciones de montaje

### Componentes del marco

A – 1 marco para el muslo  
B – 1 marco para la pantorrilla  
C – 6 cintas, ordenadas por longitud  
D – 6 almohadillas, ordenadas por grosor  
E – 4 cierres rápidos  
F – 2 almohadillas del borde tibial

### Componentes para la articulación

G – 2 cuñas limitadoras para flexo-extensión de 0°  
H – 2 marcos, cada uno con 12 cuñas limitadoras  
I – 4 almohadillas condilares  
J – 2 placas articulares (interior) premontadas  
K – 2 placas deslizantes (negro), exterior  
L – 4 tornillos (Torx 20, M 4 x 8)  
M – 2 placas articulares (exterior)  
N – 2 cubiertas para la articulación (exterior) incl. cierre giratorio

### Herramientas necesarias

Destornillador Torx 20

Tiempo necesario para el montaje aprox. 5 min

### Condiciones de devolución

No se admite la devolución de ortesis montadas para su abono.

### Combinaciones posibles

La diferencia entre el marco para el muslo y el marco para la pantorrilla puede ser como máximo de 2 tallas.

Talla (abrazadera proximal o distal)	1	2	3	4	5	6	7
Talla (abrazadera distal o proximal)	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	4, 5, 6	5, 6, 7

El incumplimiento de las combinaciones de tamaño recomendadas conlleva la expiración de la responsabilidad sobre el producto.

## Montaje de las articulaciones

En cada uno de los pasos de montaje, asegúrese que la articulación pueda moverse con facilidad. Si fuese necesario, rocíe la superficie de las articulaciones con un spray lubricante con teflón.

**1** Ensamble el marco para el muslo (A) y el marco para la pantorrilla (B) en posición extendida de modo que el primer diente de la articulación entre en la primera ranura de la articulación de la parte contraria. Una desde el interior con la **placa articular interior premontada** (J), sobre la que ya se encuentra premontada la **placa deslizante interior**.

**2** Desde el exterior, coloque la **placa deslizante exterior** (K) sobre la articulación con el pliegue orientado hacia el marco.

**3** Coloque en el exterior la **placa articular exterior** (M) sobre la **placa deslizante exterior** (K) de manera que las inscripciones **Extension y Flexión** sean visibles en la parte de la rótula y en la parte de la corva, respectivamente.

**4** Una los componentes ensamblados con los dos **tornillos** (L) Torx 20. Apriete los tornillos a mano (3 Nm). Proceda del mismo modo (paso 1 – 4) con la articulación del lado opuesto.

**5** Seleccione en el **marco** (H) o bien entre las diferentes **cuñas de limitación** (G) suministradas, las cuñas de extensión y flexión deseadas, y colóquelas en la articulación (cuña con la inscripción "E" para **extensión**, "F" para **flexión**).

**6** Encaje la cubierta de la articulación (N) en estado abierto (la flecha señala hacia el símbolo de candado abierto) desde el exterior sobre la articulación, y fijela girando el cierre giratorio un cuarto de vuelta hacia el símbolo del candado cerrado.

Realice los mismos pasos de montaje 5 – 6 para la articulación del lado opuesto.

### Montaje de las cintas

**7** Coloque frente a usted las cintas ordenadas por longitud. El orden de las cintas (ver foto) corresponde a su posterior colocación en la ortesis (cinta más larga arriba, cinta más corta abajo). Clasifique también las almohadillas por tamaños y emparéjeles con las cintas. Gire la ortesis para que la parte trasera (lado de flexión) esté orientada hacia usted.

**8** Empiece por la **cinta** (C1) más larga. Pase esta cinta desde el exterior hacia el interior a través de la abertura superior (ranura) del marco para el muslo y fijela con el velcro.

**9** Una a una, introduzca ahora las otras tres cintas por la ranura lateral del marco para el muslo / la pantorrilla.

**10** Ahora introduzca los **cierres rápidos** (E) en los extremos libres de las cuatro cintas que acaba de montar.

### Montaje de las almohadillas

**11** Fije las **almohadillas** (D) en la cara interior de las cintas por orden de tamaño, empezando por la parte proximal y terminando por la distal. Coloque la almohadilla con el lado alargado más corto hacia la articulación. Coloque la almohadilla alejada de la articulación en la pantorrilla con el lado alargado más largo hacia la articulación. Ahora, coloque las almohadillas pequeñas que sobran en la cinta del lado ventral del marco para la pantorrilla. Coloque la 6.ª almohadilla grande adicional en la cinta del lado ventral del marco para el muslo.

**12** Elija el grosor de la almohadilla condilar (I) y fijela con el velcro en las caras interiores de la articulación.

### Montaje de la almohadilla para el borde tibial (opcional)

**13** Pegue la **almohadilla para el borde tibial** (F) en posición medial o lateralmente del borde tibial en el marco para la pantorrilla para liberar la tensión sobre el borde de la tibia. Si fuese necesario, puede utilizar también la segunda almohadilla.

Información actualizada en: 2019-02

pt português

Este manual de utilização está disponível para download em: [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – Instruções de montagem

### Componentes da estrutura

A – 1 estrutura da coxa  
B – 1 estrutura da parte inferior da perna  
C – 6 cintas, dispostas por comprimento  
D – 6 almofadas, dispostas por tamanho  
E – 4 fechos rápidos  
F – 2 almofadas para o bordo da tibia

### Componentes da articulação

G – 2 cuñas de limitação Extensão 0°  
H – 2 estruturas com 12 cuñas de limitação  
I – 4 almofadas condilares  
J – 2 chapas de articulação interiores pré-montadas  
K – 2 discos deslizantes (preto) exteriores  
L – 4 parafusos (Torx 20, M 4 x 8)  
M – 2 chapas de articulação exteriores  
N – 2 coberturas da articulação exteriores incl. fecho rápido

### Ferramentas necessárias

Chave de parafusos Torx 20

Tempo médio de montagem aprox. 5 min

### Condições de devolução

A devolução de ortóteses montadas não pode ser reembolsada.

### Combinações disponíveis

A diferença da estrutura da coxa para a estrutura da parte inferior da perna deve ser, no máximo, de 2 tamanhos.

Tamanho (braçadeira proximal ou distal)	1	2	3	4	5	6	7
Tamanho (braçadeira distal ou proximal)	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	4, 5, 6	5, 6, 7

Em caso de divergência das combinações de tamanho recomendadas, não assumimos qualquer responsabilidade pelo produto.

### Montagem das articulações

Em cada passo de montagem tenha em atenção a mobilidade das articulações. Pulverize, se necessário, as superfícies das articulações com um spray de teflón.

**1** Junte as estruturas da coxa (A) e da parte inferior da perna (B) em posição esticada, de modo que o primeiro dente de articulação encaixe na primeira ranhura da articulação do lado oposto. Una estas estruturas a partir do interior com a **chapa de articulação interior pré-montada** (J), sobre a qual o **disco deslizante interior** já se encontra montado.

**2** Coloque o **disco deslizante exterior** (K) a partir do lado exterior em cima da estrutura posicionado com o entalhe em direção à articulação.

**3** Coloque a **chapa de articulação exterior** (M) exterior sobre o **disco deslizante exterior** (K), de modo que a inscrição **Extensão** fique visível do lado da rótula e **Flexão** do lado da região poplítea.

**4** Una os componentes agrupados com os dois **parafusos** (L) Torx 20. Aperte manualmente os parafusos (3 Nm). Proceda de igual modo (passo 1 – 4) com a articulação do lado oposto.

**5** Seleccione a partir da **estrutura** (H) ou das **cuñas de limitação** (G) fornecidas individualmente as cuñas de flexão e extensão desejadas e posicione-as na articulação (cuña com a designação «E» para

**Extensão**, «F» para **Flexão**).

**6** Clique a cobertura da articulação (N) no estado aberto (a seta aponta para a fechadura aberta) a partir do exterior sobre a articulação e fixe-a, colocando o fecho roscado sobre o símbolo com a fechadura fechada com um quarto de volta.

Efetue os passos de montagem 5 – 6 de igual modo na articulação do lado oposto.

### Montagem das cintas

**7** Coloque as cintas à sua frente de acordo com o comprimento. A sequência das cintas (ver imagem) corresponde na ortótese à localização posterior (cinta mais comprida em cima, mais curta em baixo). Organize também as almofadas de acordo com os tamanhos junto às cintas.

Vire a ortótese, de modo que o lado traseiro (lado de flexão) fique virado para si.

**8** Comece com a **cinta** mais comprida (C1). Insira esta cinta a partir do exterior na abertura da estrutura superior (ranhura) da estrutura da coxa para o interior e aperte-a bem.

**9** Repita sucessivamente a inserção para as três cintas seguintes nas ranhuras laterais da estrutura da coxa / parte inferior da perna.

**10** Enfie os **fechos rápidos** (E) nas extremidades expostas das quatro cintas acabadas de montar.

### Montagem das almofadas

**11** Prenda as **almofadas** (D) de acordo com os tamanhos de proximal para distal no lado interior das cintas. Posicionar as almofadas com o lado longitudinal curto em relação à articulação. Posicionar as almofadas mais afastadas da articulação na parte inferior da perna com o lado longitudinal comprido em relação à articulação. Fixe a pequena almofada restante à cinta do lado ventral da estrutura da parte inferior da perna. Fixe a 6.ª almofada grande adicional à cinta do lado ventral da estrutura da coxa.

**12** Seleccione a espessura das almofadas condilares (I) e aperte-as no lado interior da articulação.

### Montagem da almofada para o bordo da tibia (opcional)

**13** Cole a **almofada para o bordo da tibia** (F) medial ou lateral do bordo da tibia na estrutura da parte inferior da perna, de modo a aliviar o bordo da tibia. Se necessário, é possível colar adicionalmente a segunda almofada.

Versão atualizada em: 2019-02

sv svenska

Den här användarmanualen finns även tillgänglig för nedladdning under: [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – monteringsanvisning

### Komponenter ram

A – 1 lårram  
B – 1 underbensram  
C – 6 kardborreband, sorterade efter längd  
D – 6 vadderingskuddar, sorterade efter storlek  
E – 4 snabbås  
F – 2 tibiakantkuddar

### Komponenter led

G – 2 stoppkilar extension 0°  
H – 2 ramar à 12 stoppkilar  
I – 4 kondylikuddar  
J – 2 ledplattor insida, förmonterade  
K – 2 glidplattor (svart) utsida  
L – 4 skruvar (torx 20, M 4 x 8)  
M – 2 ledplattor utsida  
N – 2 ledskydd utsida, inkl. vridlås

















- 6 בחר לפי הצורך מתוך ערכת טריזי ההגבלה (H) או טריזי הגבלה המצורפים בנפרד (G) את טריזי הכיוון והמתיחה הרצויים והכנס אותם לתוך המפרק (טריז המסומן ב-"E" עבור מתיחה והמסומן ב-"F" עבור כיוון).
- 6 לחץ על כוסי הציר (N) במצב פתוח (כשהחץ מצביע לכיוון סמל המנועל הפתוח) מצידו החיצוני של המפרק וחבר אותו על ידי הידוק ברבע סיבוב בעזרת מברג לכיוון סמל המנועל הסגור.
- בצע את השלבים 5-6 למפרק בצד הנגדי.

### הרכבת הרצועות (לתצוקת ACL)

- 7 הנה את הרצועות לפניך לפי אורכן. סדר את הרצועות (ראה תמונה) בהתאם למיקום שלהן בסד. הרצועה הארוכה ביותר למעלה, הקצרה ביותר למטה). תוכל לסדר את גודל הכריות פי החגורות.
- סובב את הסד כך שהצד האחורי (צד הכיפוף) פונה כלפיך.
- 8 התחל ברצועה הארוכה ביותר (1C). השחל רצועה זו מבחוץ דרך הפתח במסגרת העליונה (החריץ) במסגרת הירך פנימה, והדק אותה בחוזקה.
- 9 חזור על השחלת שלוש הרצועות הבאות לפי הסדר בחריצי הרוחב במסגרת הרגל העליונה-/התחתונה.
- 10 כעת השחל את הקצוות הפנייים של ארבע הרצועות שחילבת אל קצה המחברים המהירים (E).
- סובב את ההתקן והפוך אותו כך שהצד הקדמי פונה אליך.
- חבר את הרצועה האחרונה, הקצרה ביותר (C) על ידי השחלתה מבחוץ דרך החריץ של מפתח המסגרת ישירות מעל מסגרת הרגל התחתונה והדק אותה.
- אחת משתי הרצועות הארוכות (רצועה נוספת 6) יכולה לחילופין להיות מורכבת מלפנים, וניתן לחבר אותה מתחת למסגרת הירך על ידי השחלה לתוך פתחי המסגרת (תצורה CI).

### התקנת הרפידות

- 11 הדק את הרפידות (D) לפי הגודל מהפרוקסמית אל הדיסטלית אל הצד הפנימי של הרצועות. מקם את הרפידות כך שצד האורך הקצר ביותר פונה לכיוון המפרק. מקם את כרית הציר הרחוקה על הרגל התחתונה כשהצד האורך פונה לכיוון המפרק. הרפידות הקטנות הנותרות יצמדו לרצועות בצד הפנימי של מסגרת הרגל התחתונה. הרפידה הגדולה הנוספת 6 תוצמד לרצועה בצד הפנימי של מסגרת הירך.
- 12 בחר את עובי רפידות הציר (I) והצמד אותן בחוזקה לצדי המפרק הפנימיים.

### הרכבת רפידות קדמת השוק (אופציונלית)

- 13 הדבק את רפידות השוק (F) במרכז או בצד עצם השוקה במסגרת הרגל התחתונה, כך שהשוקה תהיה משוחררת. במידת הצורך, ניתן להדביק גם את הרפידות השניות.

תאריך המידע: 2019-03

he) עברית

ניתן להוריד את הוראות השימוש בכתובת:  
[www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec® Genu – הוראות הרכבה

### רכיבי המסגרת

- A – 1 מסגרת הירך
- B – 1 מסגרת הרגל
- C – 6 רצועות, מסודרות בסדר יורד של אורכן
- D – 6 כריות, ממוינת לפי גודל
- E – 4 מחברי שחרור מהיר
- F – 2 רפידות שקעה

### רכיבי המפרק

- G – 2 טריזי הגבלת מתיחה 0°
- H – 2 מסגרות עם 12 טריזי הגבלה
- I – 4 רפידות מפרק מעוגל
- J – 2 לחויות ציר פנימיות (עם דסקית ביניים)
- K – 2 דסקיות ביניים (שחורות) חיצוניות
- L – 4 ברגים (בורגי סככ 20, M 4 × 8)
- M – 2 לחויות ציר חיצוניות
- N – 2 מכסי ציר חיצוניים כולל סגירת הברגה

### כלי עבודה דרושים

מברג סככ T20

### זמן הרכבה ממוצע

→ 5 דקות

### תנאי החזרה

לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב ולקבל זכוי כספי תמורתו.

### אפשרויות שילוב

ההבדל בין מסגרת הרגל העליונה לבין המסגרת התחתונה לא יעלה על 2 מ"מ

מידה						
(תושבת פרוקסמיתית או 1						
דיסטלית)						
7	6	5	4	3	2	1
7	6	5	4	3	2	1
6,5	5,4	4,3	3,2	2,1	1,2	1,3
7	6	5,5	4,4	3,3	2,1	1,3
7	6	5,5	4,4	3,3	2,1	1,3

במקרה של חריגה משילובי המידות המומלצים תתבטל האחריות על המוצר.

### הרכבת המפרקים

בכל שלב של הרכבה יש להקפיד כי המפרק נע בקלות. במקרה הצורך, ניתן לרסס את משטחי המפרק בטרמיס טפילון.

- 1 חבר יחד את מסגרת הירך (A) והשוק (B) במצב מתיחה כך שקצה גלגל השיניים הראשון מוכנס בחריץ הראשון של הצד הנגדי. חבר מערכת זו מבפנים עם לחויות הציר הפנימיות (J), שבה מורכבת כבר דסקית הביניים.
- 2 מקם את צידה החיצוני של דסקית הביניים (K) על הציר מהצד החיצוני, כאשר המגרת פונה אל המפרק.
- 3 הרכב את לחויות הציר החיצוניות (M) על החלק החיצוני של דסקית הביניים החיצונית (K), כך שהכיתוב **Extension** (מתיחה) בצד החיצוני של הברך והכיתוב **Flexion** (כיווץ) בצד הפנימי של הברך יהיו גלויים.
- 4 חבר את החלקים יחד בעזרת שני ברגי סככ T20 (L) הדק את הברגים הידוק ידי (מומנט 3 Nm). בצע את אותו תהליך (שלבים 1-4) במנגנון של הצד הנגדי.

ja) 日本語

この取扱説明書は [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads) からもダウンロードしてご利用になれます

## SecuTec® Genu – 組み立てガイド

### 主要部品 フレーム

- A-1 上腿部フレーム
- B-1 下腿部フレーム
- C-6 ストラップ、長さ別に収納されています
- D-6 クッション、サイズ別に収納されています
- E-4 クイッククローザー
- F-2 向こう脛用クッション

### 主要部品 ヒンジ

- G-2 制限用くし形伸長0°
- H-2 x フレーム、制限用くし形12本に対応
- I-4 顆状突起クッション
- J-2 ヒンジ板内側取り付け済み
- K-2 ガイドプレート(黒)外側
- L-4 ネジ(トルクス20、M 4 × 8)
- M-2 ヒンジ板外側
- N-2 ヒンジカバー外側、回転クローザー込み

### 必要な工具

ネジ回し(トルクス20番用)

平均取り付け所要時間 約5分

### 返品条件

装具の装着後は返品されても返金できません。

### 異なるサイズの混合使用

上腿部用と下腿部用フレームのサイズ装置は最大でも2サイズまでとなっています。

本体 (大腿側または脛側)のサイズ	1	2	3	4	5	6	7
本体 (脛側または大腿側)のサイズ	1,2, 3	1,2, 3,4	1,2, 3,4, 5	2,3, 4,5, 6	3,4, 5,6	4,5, 6	5,6, 7

上記の組み合わせ以外を使用した場合、製造物責任の対象外となります。

### ヒンジ部の組み立て

組み立ての各手ではヒンジ部がスムーズに動くか確認してください。必要ならヒンジ面にテフロンスプレーを噴霧します。

- 1 大腿側の本体(A)と脛側の本体(B)を一直線になるようにしてつなごう。このとき、ヒンジの一方の歯車の最初の山が相手側の歯車の最初の谷と噛み合うようにします。この本体を内側から**内側ヒンジ板**で取り付けますが、この板の上には**ガイドプレート内側**が取り付けられています。
- 2 **外側座金**(K)をその穴がヒンジへ向くかたちで外側から取り付けます。
- 3 **外側ヒンジ板**(M)を外側で**外側ガイドプレート**(K)に乗せ、**伸長の記載が膝蓋骨側、そして屈折が膝裏側に見えるか**にします。
- 4 組み立てた主要部品を二本の**ネジ**(L)トルクス20で接続します。これらのネジを手で締め付けます(3 Nm)。反対側のヒンジも同様に行ってください(手順1~4)。
- 5 **フレーム**(H)または別個に収納されている**制限用くし形**(G)の中から必要な屈折楕円形と伸長くし型を選び、これらをヒンジに位置決めします。「E」で書かれたくし型は**伸長用**、「F」が**屈折用**。
- 6 ヒンジカバー(N)を広げた状態で(矢印が開錠マークに向いている)外側からヒンジに嵌め、回転クローザーを1/4回して閉じた錠のアイコンに向く位置にして固定します。取り付け手順5~6を反対側のヒンジについても行います。

### ストラップの取り付け

- 7 ストラップを長いものから順に手前に並べます。ストラップの装着順序(写真参照)は、後述の装具上の取り付け位置(長いストラップが上、短いストラップが下)に対応しています。各クッションを大きいものから順にストラップに対応させて並べます。装具を裏返します。このとき、装具の背面(曲がる方)が手前に向くかたちになります。
- 8 一番長い**ストラップ**(C1)から始めます。このストラップを大腿部フレームにある一番上のフレーム開口部(細い切込み)に外側から内側へ通し、ベルクロテープで固定します。
- 9 次のストラップ三本についても同じ手順を順序に従って復し、上腿部/下腿部フレームの横の細長い切込み部に通します。
- 10 取り付けられた四本のストラップの空いている端に**クイッククローザー**(E)を通して。

### クッションの取り付け

- 11 **クッション**(D)をサイズに従って近位側から末端側へ向けてストラップ内側に装着します。長辺側が短いクッションはヒンジに向くように取り付けます。ヒンジ部から遠いほうのクッションは下腿部で長いほうの長辺側がヒンジ側に向くように取り付けます。残った小型クッションは下腿部フレームの腹側のストラップに固定します。追加の6番目の大型クッションは上腿部フレームの腹側のストラップに取り付けます。
- 12 顆状突起クッション(I)の厚みを選び、この厚みをヒンジ内側にベルクロテープで止めます。

### 向こう脛用クッションの取り付け(任意)

- 13 **向こう脛用クッション**(F)を内側または横から、向こう脛から下腿部フレームに貼り付け、向こう脛に負荷が掛からない状態にします。必要なら二番目のクッションを追加的に貼り付けることはできます。

情報バージョン:2019-02

إرشادات الاستعمال هذه متوفرة أيضا للتحميل عبر:
**www.bauerfeind.com/downloads**

## إرشادات التركيب – SecuTec® Genu

إطار المكونات

- A – إطار الفخذ
- B – إطار أسفل الساق
- C – الأحزمة، مصنفة حسب الطول
- D – وسائد، مصنفة حسب الحجم
- E – أفتال سريعة
- F – وسادة حافة الظنوب (عظم الساق)

مكونات المفصل

- G – 2 وتد تحديد التمديد 0°
- H – 2 إطار مقاس 12 وتد تحديد
- I – 4 وسادات لقمية
- J – 2 لوح داخلي من الألومنيوم ذو تركيب أولي (بقرص انزلاقي)
- K – 2 أقراص انزلاقية (سوداء) خارجية
- L – 4 مسامير (Torx 20، 4 × 8)
- M – 2 لوح خارجي من الألومنيوم
- N – 2 غطاء مفصلي خارجي شامل النقل الدوار

الأداة المطلوبة

مفك Torx 20

متوسط وقت التركيب حوالي 5 دقائق

شروط إرجاع المنتج

الأجهزة التقومية التي تم تركيبها لا يجوز إرجاعها للبائع.

التنسيقات الممكنة

الفرق بين الإطار العلوي والإطار السفلي لا يُسمح بأن يزيد عن 2 مقياس بحد أقصى.

المقاس (المشيك الداني أو القاصي)							
	7	6	5	4	3	2	1
المقاس (المشيك الداني أو القاصي)	6, 5, 7	5, 4, 6	4, 3, 6, 5	3, 2, 5, 4, 6	2, 1, 4, 3, 5	2, 1, 4, 3	2, 1, 3

في حالة وجود اختلاف بتشكيلات المقاسات الموصى بها يُلغى ضمان المنتج.

تركيب الوصلات المفصليّة

احرص على مراعاة انسيابm وسهولة حركة المفصل في كل خطوة من خطوات التركيب.
قم برش سطح المفصل باستخدام إسبراي التفلون إذا دعت الحاجة.

1) قم بتركيب كل من إطار الفخذ (A) وإطار أسفل الساق (B) معًا وهم مفردان، بحيث يدخل الطرف المفصلي المسنّن الأول بإحكام في الصامولة المفصليّة الأولى المقابلة له.
قم بتوصيلها من الداخل باستخدام اللوح المفصليّ الداخلي المركب تركيبًا أوليًا (J)، والمركب عليه القرص الانزلاقي الداخلي مسبقًا.

2) ضع الجهة الخارجيّة من القرص الانزلاقيّ الخارجيّ (K) على المفصل بحيث تكون الطيّة مواجهة للإطار.

3) ضع اللوح المفصليّ الخارجيّ (M) في الخارج على القرص الانزلاقيّ الخارجيّ (K)، بحيث تكون كتابة التمديد مرئية من جهة الرضفة ويكون الشئ مرئيا من جهة المابض.

4) ربط المكونات المركبة معًا باستخدام المساميرن (L) Torx 20.
أحكام ربط المساميرن (3 نيوتن متر).
قم بتكرار الأمر نفسه (الخطوة 4-1) مع مفصل الجهة المقابلة.

5) عند الحاجة، اختر من طقم التحديد (H) أو من أوتاه التحديد المرفقة بشكل مفرد (G) الوتد المطلوب للتمديد والتي تم وضعه في المفصل (الوتد الذي يحمل الاسم «E» خاص بالتمديد والذي يحمل الاسم «F» خاص بالثنئي).

6) انقر العطاء المفصلي (N) وهو في وضع الفتح (السهم يشير إلى النقل المفتوح) من الخارج على المفصل، ثم قم بثنيتها بأن تضع النقل الدوار على الرمز المزود بنقل مع ربع دورة.

قم بإجراء خطوات التركيب 6-5 أيضا على مفصل الجهة المقابلة.

تركيب الأحزمة (مع نموذج النسخة ACL)

7) قم بوضع الأحزمة حسب أطوالها أمامك.
يتطابق ترتيب الأحزمة (انظر الصورة) مع الوضع اللاحق بالجهاز التقومى (الحزام الأطول في الأعلى، والأقصر في الأسفل).
صنّف الوسادات مع الأحزمة أيضا حسب المقاس.

وقم بتدوير الجهاز التقومى بحيث تشير الجهة الخلفية (جهة الثئني) ناحيتك.

8) ابدأ بأطول حزام (C).
قم بتمرير هذا الحزام من الخارج عبر فتحة الإطار العليا (الأشوطة) الموجودة على إطار الفخذ إلى الداخل وثبّته جيّدًا.

9) كرر مع الأحزمة الثلاثة التالية تركيب الفتحات الوسطى الخاصة بإطار الفخذ/إطار أسفل الساق بالترتيب.

10) قم الآن بربط الأفتال السريعة (E) على النهايات الحرة للأحزمة الأربعة التي تم تركيبها.

قم بلف الجهاز التقومى بحيث تشير الجهة الأمامية ناحيتك.

ثبّت الحزام الأخير والأقصر (C)، بأن تقوم بإخلاله وربطه من الخارج أعلى إطار أسفل الساق مباشرة بواسطة أشوطة فتحة الإطار.
أحد الحزامين الأطول (الحزام رقم 6 الإضافي) يمكن بشكل اختياري تركيبه في الأمام، تحت إطار أسفل الساق من خلال التعليق في فتحات الإطار (النسخة C).

تركيب الوسادات

11) قم بتركيب الوسادات (D) حسب المقاس من الأدنى للأبعد على الجهة الداخلية للأحزمة.
ضع الوسادة بحيث يكون الجانب الطولي القصير مواجهًا للمفصل.
ضع الوسادة البعيدة عن المفصل على أسفل الساق بحيث يكون الجانب الطولي الطويل مواجهًا للمفصل.
قم بثنيتت الوسادة الصغيرة المثبتية بالحزام الموجود بالجانب

الأمامي لإطار أسفل الساق.
قم بثنيتت الوسادة الإضافية الكبيرة رقم 6 بالحزام الموجود بالجانب الأمامي لإطار الفخذ.

12) اختر سماكة الوسادات القميّة (I) ثم قم بثنيتها بالجوانب الداخلية للمفصل.

تركيب وسادات حافة الظنوب (اختياري)

13) قم بثنيتت وسادة حافة الظنوب (F) إما وسط العرف الظنوبي أو جانبه في إطار أسفل الساق، حتى يتم تخفيف العبء عن العرف الظنوبي.
وعند اللزوم يمكن إدخال الوسادة الثانية أيضًا.

تاريخ إصدار المعلومات: 02-2019

**벨트 조립**

7)벨트를 길이에 따라 분류하십시오. 벨트 순서(사진 참조)는 차후 보조기 위치에 따라 결정됩니다(가장 긴 벨트: 위, 짧은 벨트: 아래). 패드를 크기별로 벨트와 짝지어 분류하십시오.

뒷면(굽힌 면)이 보이도록 보조기를 돌려십시오.

8)가장 긴 벨트(C1)부터 시작합니다. 이 벨트를 바깥에서 안쪽으로 대퇴부 프레임의 가장 위쪽 프레임 구멍(솔릿)에 끼우고 벨트로 고정합니다.

9) 다음 3개의 벨트도 순서에 따라 대퇴부 /하퇴부 프레임의 측면 솔릿에 끼우십시오.

10) 조립한 4개의 벨트의 나와 있는 끝부분을 킷 패스너(E)로 연결하십시오.

**패드 의 조립**

11) **패드(D)**를 크기에 따라 근위에서 원위로 벨트 안쪽에 고정하십시오. 세로면이 짧은 패드를 조인트 쪽으로 두십시오. 세로면이 긴 조인트에서 먼 하퇴부 패드를 조인트 쪽으로 두십시오. 남은 작은 패드를 하퇴부 프레임 배쪽 벨트에 고정하십시오. 추가 여섯 번째 크기의 패드를 대퇴부 프레임 배쪽 벨트에 고정하십시오.

12)관절구 패드(I)의 두께를 선택하고 조인트 안쪽에 벨크로로 고정하십시오.

**경골 가장자리 패드 조립(옵션)**

13) 경골 가장자리 패드(F)를 하퇴부 프레임의 경골 가장자리에서 안쪽 또는 옆쪽에 경골 가장자리에 무리가 가지 않도록 부착합니다. 필요한 경우 패드를 한 개 더 부착할 수 있습니다.

정보 제공일: 2019-02

**사용 설명서는 다음에서 다운로드할 수 있습니다:**
**www.bauerfeind.com/downloads**

## SecuTec® Genu – 조립 설명서

**부품**

- A – 대퇴부 프레임 1개
- B – 하퇴부 프레임 1개
- C – 벨트 6개, 길이에 따라 분류됨
- D – 밴드 6개, 크기에 따라 분류됨
- E – 킷 패스너 4개
- F – 경골 가장자리 패드 2개

**부품 연결부**

- G – 확장 0° 제한 썸기 2개
- H – 제한 썸기 12가 있는 프레임 2개
- I – 관절구 패드 4개
- J – 사전 조립된 내부 조인트 플레이트 2개
- K – 외부 슬라이딩 디스크(검은색) 2개
- L – 나사 4개(Torx 20, M 4 × 8)
- M – 외부 조인트 플레이트 2개
- N – 나사 마개를 포함한 외부 조인트 커버 2개

**필요한 도구**

벨드라이버 Torx 20

**평균 조립 시간** 약 5분

**반쯤 조건**

조립된 보조기는 반쯤이 불가능합니다.

**결합 가능성**

대퇴부 프레임과 하퇴부 프레임의 차이는 최대 2 여야 합니다.

크기 (근위 클램프 및 원위 클램프)							
	1	2	3	4	5	6	7
크기 (원위 클램프 및 근위 클램프)	1,2, 3	1,2, 3,4	1,2, 3,4, 5	2,3, 4,5, 6	3,4, 5,6	4,5, 6	5,6, 7

관장 크기 조합 오차 시 제품 부착력을 상실합니다.

**조인트 조립**

매 조립 단계에서 조인트가 원활하게 움직이도록 유의하십시오. 필요한 경우 조인트 표면에 테프론 스프레이를 분사하십시오.

1)맞은편의 첫 번째 연결 홈에 첫 번째 연결 이가 맞물리도록 대퇴부 프레임(A)과 하퇴부 프레임(B)을 눌러서 조립합니다. 이것의 내부에서 **사전 조립된 내부 조인트 플레이트(J)(내부 슬라이딩 디스크**가 이미 조립됨)와 연결합니다.

2)연결부가 있는 **외부 슬라이딩 디스크(K)**를 바깥쪽에서 프레임 방향으로 조인트에 올려 놓습니다.

3) 솔개골쪽 **확장** 표시와 슬와쪽 **굽곡** 표시가 보이도록 **외부 조인트 플레이트(M)**를 **외부 슬라이딩 디스크 (K)** 바깥쪽 위에 올려 놓습니다.

4) 결합한 부품을 두 **나사(L)** Torx 20로 연결합니다. 나사를 손으로 단단히 조입니다(3Nm). 반대쪽의 조인트에도 똑같이 실시합니다(1 ~ 4 단계).

5) **프레임(H)** 또는 개별 동봉된 **제한 썸기(G)**에서 원하는 굽곡 및 확장 썸기를 선택하고 이를 조인트에 위치시킵니다(“E” 표시: 확장, “F” 표시: 굽곡).

6) 열린 상태(화살표가 열린 자물쇠를 가리킴)에서 조인트 커버(N)를 바깥쪽에서 조인트 위에 장착하고 나사 마개를 닫힌 자물쇠 표시 방향으로 1/4바퀴 돌려서 고정합니다.

반대쪽의 조인트에도 5 ~ 6단계를 똑같이 실시합니다.

该使用手册也可在此地址中下载: [www.bauerfeind.com/downloads](http://www.bauerfeind.com/downloads)

## SecuTec Genu – 组装说明

### 框架配件

- A-1 大腿框架
- B-1 小腿框架
- C-6 条粘扣带按照长度分类
- D-6 个衬垫按照尺寸分类
- E-4 个搭扣
- F-2 个胫骨软垫

### 关节配件

- G-2 个伸展限制楔形部分 0°
- H-2 个框架各分别配备 12 个限制楔形部分
- I-4 个骨节软垫
- J-2 个预装的内部关节护片
- K-2 个外部滑动密封垫 (黑色)
- L-4 个螺钉 (Torx 20, M 4 × 8)
- M-2 个外部关节护片
- N-2 个外部关节盖, 包含螺旋盖

### 所需工具

螺丝刀 Torx 20

平均组装时间 约 5 分钟

### 退货条件

组装后的矫形器概不接受退货退款。

### 组装方法

大腿和小腿框架的差异不得大于 2 个尺寸。

尺寸 (近端或远端护板)	1	2	3	4	5	6	7
尺寸 (远端或近端护板)	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	4, 5, 6	5, 6, 7

若使用了非建议的的尺寸组合, 本公司不承担产品责任。

### 组装关节

进行每个组装步骤时, 注意保持关节的灵活性。必要时用泰夫龙喷剂喷洒关节表面。

- 1 将大腿框架 (A) 和小腿框架 (B) 的延伸杆连接在一起, 以便第一个关节齿啮合对面的第一个关节齿轮。将其从内部连接至**内部预装的关节护片 (J)**, 其上的**内部滑动密封垫**已安装完毕。
- 2 从外侧将带凹槽的**外部滑动密封垫 (K)** 对准框架方向放到关节上。
- 3 将**外部关节护板 (M)** 放至**外部滑动密封垫 (K)** 上, 以便可见**伸展**标记位于膝盖侧, 且**弯曲**标记位于膝关节侧。
- 4 用两个 Torx 20 **螺钉 (L)** 连接叠放一起的配件。拧紧螺帽 (3 Nm)。另一关节操作同理 (步骤 1-4)。
- 5 从**框架 (H)** 或各附配的**限制楔形部分 (G)** 中选择所需的伸展和弯曲楔形件, 将其放于关节中。(楔形标记 "E" 表示**伸展**, "F" 表示**弯曲**)。
- 6 由外侧将打开的关节盖 (N) (箭头指向解锁) 放至关节, 并通过旋转螺旋盖四分之一至锁具上锁的图标完成固定。另一关节步骤 5-6 的操作同理。

### 组装箍带

- 7 将箍带自然平放在面前。箍带顺序 (参见图示) 对应于随后矫形器各部件的安装位置 (最长的箍带在上, 最短在下)。将箍带与衬垫按尺寸对应排列好。转动矫形器, 使其背面 (弯侧) 朝向您。

- 8 从最长的**箍带 (C1)** 开始。将这根箍带由外向内穿入大腿框架最上面的开口 (卡扣) 并拉紧扣好。
- 9 同理, 按顺序将另三个箍带穿过大腿 / 小腿框架的横向卡扣。
- 10 在四个刚安装上的箍带开口端处穿入**搭扣 (E)**。

### 组装衬垫

- 11 按尺寸将**衬垫 (D)** 从近端向远端粘扣到箍带内侧。将短纵边衬垫固定到关节的位置。将小腿上离关节较远的长纵边衬垫固定到关节的位置。将剩余的小衬垫固定至小腿框架的箍带腹侧。将附配的第 6 个衬垫固定至大腿框架的箍带腹侧。
- 12 选择**胫骨衬垫 (I)** 厚度, 并将其粘扣固定至关节内侧。

### 安装胫骨垫 (可选)

- 13 将胫骨边缘内侧或外侧的**胫骨垫 (F)** 粘扣至小腿框架上, 用以减轻胫骨边缘压力。必要时可另行粘扣第二个衬垫

信息发布日期: 2019-02