



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ОБУВИ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

ORTO Fit для взрослых и детей

В основе стельки тонкий пластиковый каркас, поддерживающий продольные своды и средний отдел стопы. Поверхность стельки, прилегающая к стопе, покрыта натуральной кожей. Носочная часть стельки имеет классическую форму, что соответствует наиболее частому фасону выпускаемой обуви, при необходимости может быть легко изменена в зависимости от носочной части обуви.

Назначение:

- Поддерживает продольные своды и средний отдел стопы в анатомически правильном положении.
- Амортизирует ударные нагрузки вместе со стопой за счет упругости каркаса.
- Снижает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник.
- Уменьшает чувство дискомфорта и усталости при ходьбе.
- Улучшает комфортность обуви.

Показания:

- Профилактика утомляемости ног при ходьбе (статическая недостаточность стоп без изменения формы стопы).
- Профилактика уплощения продольных сводов при длительном пребывании на ногах, избыточном весе.
- Наличие фиксированных форм выраженной степени плоскостопия.
- Профилактика формирования Х- и О-образной формы ног, нарушений осанки у детей.
- Сохранения эффекта достигнутой коррекции анатомических соотношений стопы в результате лечения вальгусных стоп у детей.

Противопоказания: не выявлены.

Использование: стельку ORTO Fit рекомендуется носить ежедневно в обуви с закрытым задником. Длина стельки должна соответствовать размеру обуви.

Способ ухода за изделием: обрабатывать стельку теплой водой с помощью губки или мягкой щетки. Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

Состав:

Основа: полиэстер, полипропилен.

Верх: натуральная телячья кожа.

Производитель: Spannrit Schuhkomponenten GmbH, Industriestr.3, 63801 Kleinostheim, Germany «Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ», Германия, Индустриэштрассе, 3, 63801 Кляйностхайм.

Поставщик: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Импортер - лицо, принимающее претензии от покупателей: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Зарегистрировано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10945
от 03 ноября 2011 года.

Срок службы: 12 месяцев.

Гарантийный срок: 3 месяца.

Произведено в Германии.

Произведено:

