

Корректирующее устройство для большого пальца стопы HV-01

Особенности:

- мягкая прокладка в области петли
- липучка "Велкро"
- занимает мало места, подходит для ношения днем

Показания к применению:

- вальгусная деформация большого пальца стопы (HalluxValgus)
- период реабилитации после операций на суставе большого пальца
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- необходимость индивидуального ортезирования сустава
- злокачественные новообразования в области использования бандажа
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Рекомендации:

ручная стирка при t 30°C, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

Инструкция по применению:

- длительность ежедневного использования определяются врачом

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- аэропрен - 35%
- хлопок - 28%
- эластан - 21%
- нейлон - 8%
- лайкра - 8%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)