



ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ДОКТОР ВАШИХ НОГ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

SolaSport **FORTIUS**

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
КАРКАСНЫЕ
СТЕЛКИ

Арт. AX1352

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- ☒ профилактика плоскостопия при выраженных физических нагрузках (занятия спортом);
- ☒ коррекция нефиксированного продольного/комбинированного плоскостопия 1-2 степени;
- ☒ заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей.

ТИП ОБУВИ:

стельки подходят для всех типов обуви с задником.

ОБЛАСТЬ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Вкладываются в обувь при занятиях физическими упражнениями.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- ☒ снимают ударную нагрузку на пяточный отдел и в области плюсны;
- ☒ стабилизируют пятку в правильном положении;
- ☒ поддерживают продольные своды стопы;
- ☒ перераспределяют нагрузку по всей площади подошвы стопы;
- ☒ предупреждают усталость ног;
- ☒ уменьшают ударную нагрузку на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

необходимость индивидуального ортезирования стопы.

СОСТАВ:

микрофибра, микропористый полимер, гелевые вставки, пластиковый каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1 пара в упаковке.

РАЗМЕР:

35-46.