

Корсет пояснично - крестцовый жесткой фиксации ПРРУ-25

Особенности:

- высота 25 см
- черный - одинарная застежка
- бежевый - двойная застежка
- 4 металлических съемных моделируемых ребра жесткости
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- цвет: бежевый

Показания к применению:

- реабилитация после операций на крестцовом и поясничном отделах позвоночника
- после дискэктомии
- травмы позвоночника
- неосложненные переломы отростков тел поясничных позвонков
- пояснично - крестцовый радикулит, люмбаго, люмбалгии
- боли в пояснице
- прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
- грыжи межпозвонковых дисков
- воспаление крестцово-подвздошного сочленения
- структурная недостаточность позвоночного столба
- дегенеративное смещение позвонков
- после мануальной терапии и лечебной гимнастики
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- осложнённые травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения ортопедического корсета контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- индивидуальная непереносимость, гнойничковая инфекция, открытые повреждения кожных покровов, локальные дерматиты различной природы.
- не рекомендуется надевать корсет после нанесения на кожу согревающих мазей и кремов

Рекомендации:

ручная стирка при t 30° С, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

Инструкция по применению:

- надевать на нижнее белье лежа на спине

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок - 37%
- полиамид - 56%
- эластан - 7%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Рекомендации по уходу

